



家庭用電位治療器

ばくすい美人

NL-3000E

■効能・効果

不眠症・頭痛・肩こり・慢性便秘
の緩解

さわやかな目覚め
ばくすい美人で
グッドモーニング



地球の磁気、自然界や生活の中で発生する静電気、
これらのプラスの電位が私たちのからだに帯電し、
悪影響を与えています。

「ばくすい美人」はこのようなかからだの中に帯電
している電位のバランスをとるために私たちの
からだにとって大切なマイナスの電位(電子)を
イオンマット又はローラー導子から放出させ
(不眠症・頭痛・肩こり・慢性便秘)を和らげる家庭
用電位治療器です。



おやすみなさい
ばくすい美人で
リラックスー
ション



【イオンマットのご使用は】
シーツの下、またはベッドパッドの下等
なるべくからだに近いところでお使いください。

**マイナスの電位(電子)の働きが
からだのリズムをととのえます。**

私たちのからだの細胞は内側がマイナス、外側
がプラスを帯びています。このバランスが崩れ
るとからだに異変が発生します。

こんな時に「ばくすい美人」が体内の電位の
バランスをとり、からだに自然なリズムをとり
もどします。

ご使用の際は治療時間や治療出力の目安を参
考にしてください。

**ばくすい美人 で快適な眠りを。
マイナスの電位が心も身体も癒してくれます。**

[ばくすい美人]のイオンマットはマイナスの電位(電子)を発生させています。イオンマットは、電子の中で、ゆっくりおやすみいただきながら不眠症、頭痛、肩こり、慢性便秘を気持ち良く和らげます。



マットはなるべく体に近いところでご使用ください。汗を防ぐためにカバーやシーツを使っても効果に影響はありません。はじめは弱い出力を短時間設定でお使いください。徐々に体を慣らして体調に合わせて出力を上げて下表を参考に治療時間を長く設定してください。

【時間と出力の目安】

	1週間目	2週間目	3週間目	4週間目
出力	1	2	3	1~2
時間	15分	30分	1時間	4時間

ばくすい美人が

**不眠症、頭痛、肩こり、慢性便秘に
やさしく働きます。**

効能・効果

**頭痛・肩こり・不眠症・
慢性便秘の緩解**



ローラー導子

若々しい肌を保つには、お肌に適度な刺激が大切。ローラー導子で毎日お顔、首など気になる部分をマッサージ。



生活もからだも
自然なリズム。
ばくすい美人で
ヘルシーライフ。

マットカバー



●通電の確認/検電器の操作方法

ピーピーと
電子音が
聴けます



検電器をマットに近づけてください。通電していれば
(赤)の点滅と同時にピーピーと電子音が聴けます。

■主な仕様

販売名/ばくすい美人NL-3000E
管理医療機器製造販売登録番号/218AGBX00002000
定格電圧/AC100V
定格周波数/50/60Hz
定格消費電力/6W
タイマー時間/15分・30分・1時間・2時間・4時間
本体寸法/230(幅)×90(高さ)×200(奥行)mm
マット寸法/95cm(幅)×185cm(長さ)
本体重量/約2kg(乾電池含む)

標準小売価格(消費税込) **¥378,000** (税抜¥360,000)

■付属品

イオンマット(コード付)1枚、マットカバー1枚、ローラー導子1本、検電器(イオンセンサー)1本



・検電器(イオンセンサー)



・ローラー導子



本商品は管理医療機器です。ご使用の際は付属の
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
ペースメーカーを使用されている方、妊娠中の方の
ご使用は避けてください。

・製品の「色」は印刷の都合上、実際の商品と異なる場合があります。
・改良/改善のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
・このカタログの記載内容は平成21年3月現在のものです。

●お求め・お問い合わせは

(社) 日本経済団体連合会
(社) 日本医療会
(財) 機能医療研究開発財団
(社) 日本ホームヘルス機器協会正会員

株式会社日本トリム 東京一部(証券コード:6788)

本 社/大阪府北区光道中1-8-34 PHONE.06-6456-4600(代)

支 社/東京・名古屋・広島・福岡 開発部/工場/高知
営業所/札幌・仙台・大宮・千葉・横浜・新潟・長野・静岡・金沢・京都・岡山・
山陽・松山・高知・長崎・熊本・鹿児島

<http://www.nihon-trim.co.jp/>

TRIM